

Bestilling af analyser

Bioanalytisk Enhed

Rekvirent	Forbeholdt Bioanalytisk Enhed
EAN nummer	Kontaktperson (navn, tlf. og e-mail)
Jeres journal nr.	
Prøvetagningsoplysninger	
Navn	Cpr.nr.
<input type="checkbox"/> Urin Dato:	Kl.:
<input type="checkbox"/> Blod Dato:	Kl.:
Eventuelle oplysninger om indtagelse af lægemidler (med eller uden recept), misbrugsstoffer m.m.	
Afkryds den ønskede undersøgelse (yderlig information, se www.forens.au.dk/analyser)	
<input type="checkbox"/> Misbrugsanalyse 1 – analyse af de 50 hyppigste stoffer	
<input type="checkbox"/> Misbrugsanalyse 2 – udvidet analyse	
<input type="checkbox"/> Kvantitativ analyse – et eller flere stoffer:	
<input type="checkbox"/> Projekt analyse – projekt nr.:	
Det attesteres at der ved udtagelsen er anvendt den på bagsiden angivne fremgangsmåde.	
Lægens navn og adresse (stempel el. blokbogstaver)	Underskrift

Retningslinjer for prøvetagning og forsendelse

Urin

Urinen overføres til et 9 ml urinrør uden tilsætning.

Blod

Indstiksstedet desinficeres med aftørringsserviet (75 % isopropanol). Desinfektionsmidler indeholdende ethanol må ikke anvendes.

3 ml prøverør indeholdende citrat fyldes og vendes straks 10-20 gange for at få blandet prøven med stabiliseringsmidlet i prøverøret.

Mærkning, pakning og forsendelse

Prøverøret påføres navn, cpr. nr. samt udtagelsesdato og klokkeslæt med blokbogstaver og vandfast skrift. Etiketterne klæbes på langs af prøverøret.

Prøverørene anbringes derefter i forsvarligt i en konvolut. Den udfyldte rekvisitionsseddel sendes sammen med prøverøret. Prøven skal snarest muligt sendes til Bioanalytisk Enhed (adressen findes også øverst på rekvisitionssedlen). Hvis prøven ikke sendes samme dag, opbevares kuverten hvis muligt i køleskab.

Kontakt

Kontakt Bioanalytisk Enhed for yderligere vejledning. Kontaktoplysninger findes øverst på forsiden.